

Libertad sin límites,  
audición sin pilas.

Tecnología  
de batería  
recargable  
fabricada en  
Alemania.

**AQ** 

Tiempo para una nueva forma de audición con  
conciencia ecológica.



 **HANSATON**  
*hearing & emotions*



# Conozca el AQ 2G de HANSATON.

HANSATON ha reinventado la libertad de audición con audífonos que funcionan de manera eficiente sin pilas. Una vez más, el fabricante alemán de audífonos ha creado un hito en la tecnología de baterías con AQ 2G. Este es un lanzamiento mundial revolucionario e incomparablemente innovador desarrollado para personas que desean experimentar una libertad de audición sin límites.

**AQ 2G de HANSATON, tiempo para una nueva forma de audición con conciencia ecológica.**

AQ 2G de HANSATON.

## “Libertad sin límites, audición sin pilas”.

Tecnología punta, excelente sonido, comprensión óptima del habla y máximo confort.

¿Qué más se puede pedir a un audífono moderno?

El fabricante de audífonos HANSATON ha respondido de forma decisiva con una tecnología de batería líder a nivel mundial.

### **AQ 2G es el único audífono que no requiere de pilas desechables.**

Los cambios de pila, los diminutos controles y la incertidumbre sobre cuánta batería queda son cosas del pasado ya que los audífonos AQ 2G pueden cargarse de manera eficiente en su estación de carga de diseño durante la noche cuando usted no los está utilizando.

### **Elija la solución auditiva que más le convenga.**

AQ 2G está disponible en tres diferentes categorías: AQ First 2G, AQ Business 2G y AQ Comfort 2G como audífonos intraauriculares así como audífonos X-Mini.

**La familia de productos de AQ 2G de HANSATON:** es la única solución auditiva, con la estación de carga más innovadora y tecnológicamente avanzada que crea un audífono innovador sin precedentes.



Audífonos intraauriculares AQ 2G.

## Tecnología punta fabricada en Alemania.

AQ 2G es un audífono intraauricular único que funciona con batería con carga por inducción. Los audífonos se colocan fácilmente en la estación de carga inductiva, sin contactos frágiles que puedan producir suciedad.



Canal



Concha





**Además, el audífono intraauricular AQ 2G se diferencia por las características de alta calidad del fabricante de audífonos HANSATON:**

- Audífonos intraauriculares casi invisibles, hechos a medida
- Superficie Legance artesanal en 11 tonos naturales que ofrecen una réplica sorprendentemente realista de su piel
- Sistema de ventilación sofisticado que hace que el dispositivo sea excepcionalmente confortable
- Filtro anticerumen que reduce la necesidad de reparaciones
- Adaptación perfecta hecha a medida con precisión digital; fabricado en Alemania
- Adecuado para pérdidas auditivas de leves a profundas

Audífonos AQ 2G X-Mini.

## La revolucionaria batería de HANSATON

HANSATON ha desarrollado un nuevo audífono retroauricular X-Mini con tecnología AQ 2G. Este es el sistema de recepción externo más pequeño y único del mundo con baterías recargables por inducción.

Al igual que los audífonos intraauriculares AQ 2G puede colocarse fácilmente en la estación de carga evitando el uso de contactos frágiles.

**Disponible en 8 bonitos tonos naturales.**



Gold



Beige



Bronze



Pearl



Copper



Silver



# primera en su clase a nivel mundial.

## **AQ 2G X-Mini, tecnología innovadora, apariencia atractiva.**

- Carcasa diminuta gracias a su tecnología punta y receptor externo
- Diseño abierto moderno: placer de audición natural sin cerrar el canal auditivo
- Tres auriculares para todas las necesidades auditivas (45/55/65 dB), con diferentes tamaños
- Adecuado para pérdidas auditivas de leves a profundas
- Compatible con diferentes olivas y moldes
- Nano revestimiento resistente a la humedad y suciedad
- Identificación derecha / izquierda
- Acabado especial de 2 tonos con estilo



Grey



Black

Estación de carga de AQ 2G.

## Diseño elegante y confort sorprendente.

La estación de carga del AQ 2G es un ejemplo de primera clase de diseño elegante y alta tecnología. Su funcionamiento interno ofrece ideas inteligentes en cuanto a energía y mantenimiento. Los audífonos pueden cargarse y realizar un mantenimiento durante la noche asegurando una jornada completa de audición sin interrupciones.

### **Para audífonos intraauriculares y X-Mini: la estación de carga de AQ 2G.**

- Sistema de carga y mantenimiento inteligente, totalmente automático
- Puede cargar, secar y verificar el audífono de forma simultánea
- Sistema de batería único basado en la inducción evitando los contactos frágiles
- Imposible sobrecargar la batería, HANSATON brinda una garantía de batería de por vida
- Pantalla LCD con estado de carga de la batería, reloj digital y alerta de cuando debe llevarlos al profesional para su mantenimiento



■ Galardonado con el premio al diseño "IF product design award"

# su nueva libertad un placer.

## **Más innovación para una facilidad de audición.**

- La función "Situation Optimizer" de AQ 2G analiza de forma permanente y automática el entorno y sus necesidades en cualquier momento, optimizando de forma simultánea los ajustes.
- El ajuste de los audífonos para alcanzar una comprensión óptima del habla con frecuencia suena de forma extraña en un primer momento. La función "Acclimatisation Manager" de AQ 2G se programa para guiarlo paso a paso hacia el objetivo; con una calidad de sonido excelente desde el principio.
- AG 2G no da lugar a los silbidos irritantes causados por la retroalimentación. Con la función "Active Feedback Block 2G", se reconocen y diferencian estas señales de forma inmediata evitando que usted pueda oírlas. Con tratamientos de audífonos basados en un canal auditivo abierto, la nueva función "Open Optimizer" brinda una audición confortable, libre de retroalimentación con la misma amplificación y calidad de sonido.

## **Su propio estudio de grabación privado: con sonido hi-fi.**

Los audífonos AQ 2G aumentan el rango de transmisión del sonido a 12.000 Hz, lo que implica 4.000 Hz más que lo que pueden alcanzar los audífonos normalmente. Ahora puede disfrutar de un rango incluso con una sonoridad más completa y natural gracias a su AQ 2G.


Multimedia de AQ 2G.

## Una experiencia multimedia: su control remoto de AQ 2G.

Los controles remotos compatibles con Bluetooth miniMedia y Media de HANSATON le brindan una nueva dimensión de sonido y confort. Con Bluetooth, es posible usar los audífonos interconectados como auriculares para las llamadas telefónicas. Además, sus audífonos actúan como auriculares inteligentes al escuchar música o mirar la televisión.

Todos los dispositivos de audio y entretenimiento modernos pueden sincronizarse con sus audífonos e interconectarse de forma simultánea con varios aparatos.



 eMote2



 Media 

**Controles remotos para AQ 2G de HANSATON:**

*además del nuevo miniMedia también están disponibles Media (también compatible con Bluetooth) el clásico control remoto eMote2.*

AQ 2G se comunica de forma inalámbrica con el control remoto: se pueden oír películas, música y conversaciones telefónicas de forma sincronizada y en estéreo.

El control remoto puede funcionar con dos transmisores externos, es posible realizar una conexión con varios dispositivos de audio sin tener que intercambiar cables.

El control remoto puede conectarse a televisores y equipos de audio a través del transmisor, brindando una experiencia estéreo sonora en los propios audífonos.

miniMedia 



Pueden usarse dos teléfonos (por ejemplo un teléfono móvil con Bluetooth y un teléfono de línea terrestre) con el control remoto sin tener que volver a combinarlos. Simplemente responda o finalice la llamada directamente.

En instalaciones públicas con audífonos por inducción el control remoto alimenta las conversaciones y el sonido a través de una bobina de inducción directamente desde el lazo inductor hacia los audífonos.

El control remoto cuenta con una conexión directa (entrada DAI) para el receptor FM. Esto permite un reconocimiento del habla óptimo e inalámbrico ya sea en el hogar o en la escuela.

Los transmisores de Bluetooth para los reproductores de MP3 y ordenadores portátiles pueden conectarse de forma inalámbrica con el control remoto utilizando el Bluetooth.



HANSATON apoya la iniciativa internacional "Plant for the Planet" que trabaja a nivel mundial en apoyo a la reforestación, y la lucha contra el cambio climático.

Filosofía de AQ 2G.

“¡Bueno para nosotros e incluso mejor para el ambiente!”

AQ 2G es la innovación para una nueva, moderna y atenta generación de usuarios de audífonos.

- **Energía durante todo el día.** Los audífonos AQ 2G se cargan de forma simple y segura durante la noche en su estación de carga y le permiten disfrutar del día sin tener que preocuparse.
- **Inversión inteligente con el máximo confort.** ¡Sin cambios de pila poco prácticos, sin controles diminutos; con una garantía de batería de por vida de HANSATON!
- **Árboles en lugar de pilas.** Nunca vuelva a comprar pilas: HANSATON apoya su compromiso con la tecnología de baterías ecológicas al plantar un árbol por cada audífono AQ 2G que se compre.



# A simple vista: AQ 2G de HANSATON.

- **AQ 2G ofrece un confort auditivo máximo sin necesidad de cambiar las pilas:**  
excelente tecnología de baterías con carga por inducción y evitando los contactos frágiles.
- **Tecnología AQ 2G líder a nivel mundial:** con el único audífono intraauricular recargable por inducción y el primero y más pequeño sistema con receptor externo recargable por inducción del mundo.
- **AQ 2G es el sistema para la máxima libertad:** puede cargar, secar y verificar los audífonos durante la noche; rendimiento confiable durante todo el día.
- **AQ 2G es la solución auditiva individual para todas las necesidades:**  
adecuado para pérdidas auditivas de leves a profundas y disponible en tres clases de categorías.
- **AQ 2G es la elección responsable para una tecnología ecológica sin pilas convencionales, pero con muchas características técnicas destacadas:**

- Tecnología MultiMic adaptativa con las funciones "Speech Beam" y "Natural Sound" para una audición y comprensión del habla óptimas.
- Función "Acclimatisation Manager" que lo guiará fácilmente desde su experiencia auditiva actual hacia el objetivo de comprensión del habla óptima.
- Función "Active Feedback Block" con el último sistema de retroalimentación de cancelación de fase.
- Función "Situation Optimizer", un instrumento polifacético que se ajusta de inmediato a cada situación.
- Función "Sound Impulse Management" para una audición confortable sin molestias causadas por señales repentinas y abruptas.
- Sonido hi-fi que extiende el rango de transmisión para un espectro de sonido incluso más amplio.
- i-com2 sincroniza ambos audífonos de manera continua y automática, garantizando una mejor comprensión del habla y una audición direccionada, especialmente en entornos ruidosos.
- miniMedia y Media, los controles remotos elegantes e innovadores que brindan una calidad de sonido óptima y un máximo confort a través de Bluetooth en todos los sistemas de audio modernos.



Pruebe los audífonos de HANSATON con su profesional  
en audífonos de confianza:

**Óptica Tu visión Barrio del Pilar**  
**C/Melchor Fernández Almagro, 66**  
**28029 Madrid**  
**Tel./Fax: 91 730 95 35**

Podrá encontrar mayor información sobre los audífonos AQ 2G en:



Hansaton Akustik GmbH · Stueckenstrasse 48 · 22081 Hamburg · Germany  
Tel. +49 40 29 80 11-0 · Fax +49 40 29 80 11-28 · [www.hansaton.com](http://www.hansaton.com)